Gebrauchsanleitung – LimbO Wasserschutz

Anziehen des LimbO

Schritt 1
Greifen Sie die schwarze Neoprendichtung vorsichtig am äußeren Rand.

Schritt 2
Führen Sie die verletzte Gliedmaße in die Öffnung ein und schieben Sie sie sanft hinein.

Schritt 3
Ziehen Sie den LimbO über den Verband oder Gips, bis die Dichtung nach innen klappt.

Sichern des LimbO

Schritt 3
Ziehen Sie den LimbO leicht nach unten, damit die Dichtung sich umklappt und flach an der Haut anliegt.

Schritt 4
Entfernen Sie überschüssige Luft durch leichtes Anheben der Dichtung und Zusammendrücken des Schutzes.

Abnehmen des LimbO

Schritt 1
Rollen Sie die Dichtung vorsichtig zurück und ziehen Sie den Schutz ab.

Schritt 2
Hängen Sie den LimbO zum Trocknen auf, fern von Wärmequellen.

Pflegehinweise

- Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel.

- Trocken lagern und vor direkter Hitze schützen.

- Überprüfen Sie die Dichtung regelmäßig auf Beschädigungen.

