Mode d'emploi – Protection de douche LimbO

Mise en place du LimbO

Etape 1
Saisissez délicatement le joint en néoprène noir par le bord extérieur.

Etape 2
Insérez le membre blessé dans l'ouverture et faites le glisser doucement à l'intérieur.

Etape 3
Tirez le LimbO par-dessus le bandage ou le plâtre jusqu'à ce que le joint se replie vers l'intérieur.

Fixation du LimbO

Etape 3
Tirez légèrement le LimbO vers la bas pour que le joint se replie et repose à plat contre la peau.

Etape 4
Eliminez l'excès d'air en soulevant légèrement le joint et en pressant la protection.

Retrait du LimbO

Etape 1
REnroulez délicatement le joint et retirez la protection.

Etape 2
HSuspendez le LimbO pour le faire sécher, loin de toute source de chaleur.

Conseils d'entretien

- Lavage à la main avec un détergent doux.

- Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur direct.

- Vérifiez régulièrement que le joint n'est pas endommagé.

