Sicherheitshinweise – LimbO Wasserschutz

Um Beschädigungen an Beinwasserschütze zu vermeiden, wenn Sie ein LimbO über einem rauen Gipsverband tragen, ist es wichtig, dass Sie eine dicke Socke oder ein weiches Tuch über den unteren Teil des Gipsverbandes ziehen, d. h. zwischen Gipsverband und LimbO, um das LimbO etwas zu polstern.

Um den Fussbereich vor Baschädigungen zu schützen, sollten Sie das Gehen auf harten Böden vermeiden. Ziehen Sie Ihren LimbO nach Möglichkeit im Badezimmer an und steigen Sie direkt in die Badewanne oder unter die Dusche.

Der LimbO sollte maximal 20 Minuten lang getragen werden, um zu vermeiden, dass sich warme Luft staut, was zu Schweißbildung und damit zum Risiko eines feuchten Gipsverbandes oder Verbandes führt.

Bitte achten Sie besonders darauf, beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne oder der Dusche nicht auszurutschen oder zu stolpern. Ihr LimbO bietet sicheren Halt und besteht aus rutschfestem Material, sodass Sie wieder ganz normal baden können.

